




# BISON

Bipolar. Strong.



ALL-IN-ONE  
ARBEITEN OHNE INSTRUMENTENWECHSEL

ALL-IN-ONE  
NO CHANGING OF INSTRUMENTS



360°



# BISON


PRECISION  
ELECTROSURGERY

# Sicheres Fassen, Präparieren und Koagulieren


## Safe grasping, dissection and coagulation

Sicheres Schneiden und Koagulieren auch bei sensiblen Strukturen. Dank Bipolar-Technik begrenzter Stromfluss.

Due to the controlled current flow when using bipolar technology, even sensitive structures can be safely cut and coagulated.



sicheres bipolares Schneiden  
Safe bipolar cutting



sicheres bipolares Koagulieren  
Safe bipolar coagulation

KEIN NEBEL, WENIG RAUCH  
NO FOG, LITTLE SMOKE



Bipolares Präparieren und Koagulieren  
Bipolar coagulation and dissection

# Sicheres Arbeiten ohne Instrumentenwechsel

## Safe application and fewer instrument changes



Fassen  
Grasping



Präparieren  
Dissection

Sicheres und präzises Fassen und Spreizen  
Safe and precise grasping and outward dissection

Präparieren ohne Instrumentenwechsel  
Dissection without change of instruments




Standard-Bipolaranschluss  
Standard bipolar connector



ergonomischer Metall-Handgriff,  
komplett elektrisch isoliert  
Ergonomic metal handle, electrically fully insulated

wieder verwendbar, autoklavierbar  
**Reusable, autoclavable**





















Zerlegbar in 4 Elemente  
Can be disassembled into four parts

Lagerungs- und Sterilisationsrack verfügbar  
Storage and sterilization rack available

**PRECISION**  
**ELECTROSURGERY**



							
		Instrument komplett Complete Instrument	Nur Elektrodeneinsatz Electrode Insert only	Schaft Shaft	Isolierrohr Insulation Tube	BISON-Handgriff BISON-handle	
Fasszange Grasping Forceps			73 01 10 - 33	73 02 10 - 33	73 03 00 - 33	73 04 00 - 33	73 05 00
Fasszange gefenestert Grasping Forceps Fenestrated			73 01 11 - 33	73 02 11 - 33	73 03 00 - 33	73 04 00 - 33	73 05 00
Maryland Maryland			73 01 12 - 33	73 02 12 - 33	73 03 00 - 33	73 04 00 - 33	73 05 00
Dissektionszange macro* Dissection Forceps macro*		 	73 01 14 - 33	73 02 14 - 33	73 03 00 - 33	73 04 00 - 33	73 05 00
Dissektionszange micro* Dissection Forceps micro*		 	73 01 15 - 33	73 02 15 - 33	73 03 00 - 33	73 04 00 - 33	73 05 00
Rack Rack			70 17 40	Rack für zwei BISON-Einsätze, einen Schaft und ein Isolierrohr Rack for two BISON inserts, one shaft and one insulation tube			

\* Bipolares Schneiden in Verbindung mit Elektrochirurgiegeräten, die diese Funktion unterstützen. Eine Liste kann bei Sutter Medizintechnik angefordert werden.

\* **Bipolar cutting with electrosurgical units offering this function possible.**  
Contact Sutter Medizintechnik for a list of suitable units.



**SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH**

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG / GERMANY · TEL. +49-(0)761-51551-0 · FAX +49-(0)761-51551-30  
WWW.SUTTER-MED.COM · WWW.SUTTER-MED.DE · E-MAIL: INFO@SUTTER-MED.DE