

Dispositivos y consumibles médicos
para hospitales y centros sanitarios

Medical devices and consumables for
hospitals and healthcare centres

*Dispositifs médicaux et consommables
pour hôpitaux et centres de santé*



blayco® **DORMO®** TRANSONIC **+B.O®**

 **TELIC**
GROUP

Nuestra experiencia de más de 40 años en el sector sanitario, el compromiso con nuestros clientes y la presencia internacional en más de 100 países, nos hacen un aliado de confianza capaz de ofrecer la garantía de calidad imprescindible en el ámbito de la salud.

Contamos con una amplia gama de soluciones adaptada a las necesidades de los profesionales de la medicina y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles de calidad.

Our experience of more than 40 years in the health sector, our commitment to our clients and our international presence in more than 100 countries, make us a trusted ally capable of offering the essential quality guarantee in the field of health.

We have a wide range of solutions adapted to the needs of medical professionals and we manufacture our products under strict quality controls.

Notre expérience de plus de 40 ans dans le secteur, notre engagement envers nos clients et notre présence internationale dans plus de 100 pays, font de nous un partenaire de confiance capable d'offrir la garantie de qualité essentielle dans le domaine de la santé.

Nous disposons d'une large gamme de solutions adaptées aux besoins des professionnels de la santé et nous fabriquons nos produits sous des contrôles de qualité stricts.

Empresa certificada
Certified company
Enterprise certifiée



ÍNDICE · INDEX · INDICE

CIRUGÍA · SURGERY · CHIRURGIE 4

Electrocirugía	Electrosurgery	Électrochirurgie	5
Placas de electrocirugía	Electrosurgical plates	Plaques pour électrochirurgie	5
Mangos electrobisturí y accesorios	Electrosurgical pencils and accessories	Manches de bistouri électrochirurgical and accessoires	11
Fundas para mango de lámpara	Cover for surgical light handle	Housse pour poignée de scialytique	15
Rotuladores quirúrgicos	Skin markers	Marqueurs cutanés	16
Extractores de varices	Vein strippers	Stripper veineux	17
Almohadillas protectoras	Protective pads	Coussins de protection	18

CARDIOLOGÍA · CARDIOLOGY · CARDIOLOGIE 19

Electrodos para desfibrilación	Defibrillation electrodes	Électrode pour défibrillation	20
Electrodos ECG	ECG electrodes	Électrodes ECG	26

ENFERMERIA · NURSING · SOINS INFIRMIERS 30

Geles de ultrasonido	Ultrasound gels	Gels pour ultrasons	31
Gel conductor	Conductive gel	Gel conducteur	33
Gel lubricante	Lubricating gel	Gel lubrifiant	33
Sujetadores nasales	Nasal holder	Fixation nasale	34
Protectores de mordeduras	Bite block	Cale-dent	34
Espéculos de otoscopio	Otoscope speculums	Spéculums pour otoscope	35

BIENESTAR DEL PACIENTE · PATIENT WELLNESS · BIEN-ÊTRE DU PATIENT 36

Electrodos pregelados	Pre-gelled electrodes	Électrode pré-gélifiées	37
Bolsa reutilizables frío/calor	Reusable pack for cold/hot	Coussin réutilisable froid/chaud	38
Parafina	Paraffin	Paraffine	39
Protección y desinfección	Protection and disinfection	Protection et désinfection	39

Soluciones para · Solutions for · Solutions pour

Cirugía · Surgery · Chirurgie



Ofrecemos un amplio rango de soluciones de un solo uso para el entorno de quirófano, que garantizan la máxima eficiencia en el trabajo del profesional sanitario, a la vez que un manejo óptimo y respetuoso del paciente.

We offer a wide range of single-use solutions for the operating room environment, which guarantee maximum efficiency for the healthcare professional, as well as optimal and respectful handling of the patient.

Nous proposons une large gamme de solutions à usage unique pour l'environnement du bloc opératoire, qui garantissent une efficacité maximale dans le travail du professionnel de la santé, ainsi qu'une manipulation optimale et respectueuse du patient.

Electrocirugía · Electrosurgery · Électrochirurgie

Placas de electrocirugía Electrosurgical plates Plaques pour électrochirurgie Blayco

Fuimos los primeros en fabricar placas para electrocirugía en España, y a día de hoy, continuamos siendo los únicos. Nuestra larga experiencia hace que las placas de electrocirugía Blayco estén diseñadas y dimensionadas para ofrecer todas las garantías de seguridad durante su utilización.

Disponemos de placas pregeladas para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, así como también modelos de uso universal, placas unipolares y bipolares, con cable incorporado con conexiones compatibles con dispositivos tipo Erbe, Valleylab y REM Valleylab y sin cable para utilizarse con cables reutilizables.

Existe una placa electroquirúrgica Blayco para cada necesidad que se pueda plantear en el entorno quirúrgico, por muy exigente que esta sea.

We were the first manufacturers of electrosurgical plates in Spain, and to this day, we continue to be the only ones. Our long experience means that Blayco electrosurgical plates are designed and sized to offer all safety guarantees during use.


We have pregelled electrosurgical plates for adult, paediatric and neonatal patients, as well as models for universal use, unipolar or bipolar, with cable compatible with Erbe, Valleylab and REM Valleylab devices and without cable for being used with reusable cables.

There is a Blayco electrosurgical plate for every need that may arise in the surgical environment, no matter how demanding it may be.


Nous avons été les premiers à fabriquer des plaques électro chirurgicales en Espagne et, à ce jour, nous continuons à être les seuls. Grâce à notre longue expérience, les plaques électro chirurgicales Blayco sont conçues et dimensionnées pour offrir toutes les garanties de sécurité lors de leurs utilisations.

Nous disposons de plaques pré-gélifiées pour les patients adultes, pédiatriques et néonataux, ainsi que de modèles à usage universel, de plaques unipolaires et bipolaires, avec câble intégré et connexions compatibles avec les appareils de type Erbe, Valleylab et REM Valleylab, et sans câble pour l'utilisation de câbles réutilisables.

Il existe une plaque électro chirurgicale Blayco pour chaque besoin de l'environnement chirurgical, aussi exigeant soit-il.



Unipolar adulto · Adult unipolar · *Adulte unipolaire*




Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2125	TPC01	-	-	✗	1	100
2125-5	TPC05	-	-	✗	5	100
2125	TPCT1	-	-	✓	1	100
2125-C/00	TPF0A	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2125-C/10	TPF0D	4210 / 3 m	Valleylab	✗	1	50
2125-C/00/5	TPF0G	4200 / 5 m	Erbe	✗	1	50

Unipolar pediátrica · Paediatric unipolar · *Pédiatrique unipolaire*




Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2225	TPD01	-	-	✗	1	100
2225-5	TPD05	-	-	✗	5	100
2225-C/00	TPG0A	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2225-C/10	TPG0D	4210 / 3 m	Valleylab	✗	1	50

Unipolar neonatal · Neonatal unipolar · *Neonatal unipolaire*




Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2425	TPE01	-	-	✗	1	50
2425-C/00	TPH0A	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2425-C/10	TPH0D	4210 / 3 m	Valleylab	✗	1	50

Dual adulto · Adult dual · *Adulte dual*



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2500	TPI01	-	-	✗	1	100
2500-5	TPI05	-	-	✗	5	100
2500	TPIT1	-	-	✓	1	100
2500-C/00	TPN0A	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2500-C/12	TPN0E	4212 / 3 m	Valleylab REM	✗	1	50
2500-C/12/5	TPN0H	4212 / 5 m	Valleylab REM	✗	1	50

Dual adulto apaisada · Adult dual oblong shape · *Adulte dual rectangulaire*



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2510	TPL01	-		✗	1	100
2510-5	TPL05	-		✗	5	100
2510	TPLT1	-		✓	1	100
2510-C/00	TPQ0D	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2510-C/12	TPQ0E	4212 / 3 m	Valleylab REM	✗	1	50

Dual pediátrica · Paediatric dual · *Pédiatrique dual*




Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2600	TPJ01	-		✗	1	100
2600	TPJT1	-		✓	1	100
2600-C/12	TPO0E	4212 / 3 m	Valleylab REM	✗	1	50
2600-C/00	TPO0F	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50

Dual neonatal · Neonatal dual · *Néonatal dual*



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2700	TPK01	-		✗		
2700	TPKT1	-		✓		
2700-C/00	TPP0A	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2700-C/12	TPP0E	4212 / 3 m	Valleylab REM	✗		
2700-C/12	TPPTE	4212 / 3 m	Valleylab REM	✓		

Dual universal · Universal dual · *Universal dual*



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Conector/Cable Connector/Cable Connecteur/Câble	Compatibilidad Compatibility Compatibilité	Etiqueta trazabilidad Traceability label Étiquette traçabilité	Unidades/Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
2900	TPT01	-		✗	1	100
2900-5	TPT05	-		✗	5	100
2900	TPTT1	-		✓	1	100
2900-C/00	TPV0A	4200 / 3 m	Erbe	✗	1	50
2900-C/12	TPV0E	4212 / 3 m	Valleylab REM	✗	1	50
2900-C/12/5	TPV0H	4212 / 5 m	Valleylab REM	✗	1	50

Cable pinza reutilizable para placas electroquirúrgicas
Reusable clamp-cable for electrosurgical plates
Câble-pince réutilisable pour plaques électrochirurgicales
Blayco

Como complemento a las placas de electrocirugía sin cable, los tres modelos de cable pinza reutilizable Blayco disponibles aseguran el uso de la placa con la mayoría de dispositivos de electrocirugía del mercado.

As a complement to the electrosurgical plates without cable, the three Blayco reusable clamp cable models available ensure the use of the plate with the majority of electrosurgical devices on the market.

En complément des plaques électro chirurgicales sans fil, les trois modèles de câbles-pince réutilisables Blayco disponibles permettent d'utiliser la plaque avec la plupart des appareils électro chirurgicaux du marché.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Longitud Length Longueur	Conector Connector Connecteur	Tipo de placa Plate type Type de plaque	Unidades /Bolsa Units/Pouch Unité/Poche	Unidades/Caja Units/Box Unité/Carton
4200	TCC00	3 m	Erbe	Unipolar / Dual Unipolar / Dual Unipolaire / Dual		
4200	TCCA1	5 m				
4210	TCC10	3 m	Valleylab	Unipolar Unipolar Unipolaire	1	50
4212	TCC12	3 m	Valleylab REM	Dual		
4212	TCCA2	5 m				



Mangos electrobisturí y accesorios
Electrosurgical pencils and accessories
Manches du bistouri électrochirurgical et accessoires

Mangos de bisturí electroquirúrgico un solo uso
Single-use electrosurgical pencils
Manches de bistouri électrochirurgical à usage unique
Blayco

Mangos de bisturí electroquirúrgico Blayco de fácil manejo, ligeros, con cómodo perfil anatómico, con cable de 3 m o 5 m.

Disponible en diferentes variedades a consultar en la siguiente tabla.

Se sirven embolsadas individualmente, en cajas 50 unidades.

Manches de bistouri électro chirurgicaux Blayco, facile à manipuler, légers, avec un profil anatomique confortable, avec un câble de 3 m ou 5 m.

Disponible en différentes variétés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Il est servi en sachet individuel en cartons de 50 unités.

Blayco single-use hand control electrosurgical pencils , easy to use, lightweight, with a comfortable anatomical profile, with a 3 m or 5 m cable.

Different options available, see the table below.

Individually packed in boxes of 50 units.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Cable Cable Câble	Control Control Contrôle	Presentación Presentation Présentation
MB100	TCM01	3 m	Botón Fingertip Bouton	Mango de bisturí electroquirúrgico Blayco MB100 + Electrodo activo de cuchilla AB80 Blayco MB100 electrosurgical pencil + AB80 blade active electrode <i>Manche de bistouri électrochirurgical Blayco MB100 + Électrode active de lame AB80</i>
MB100/5	TCM05	5 m	Botón Fingertip Bouton	Mango de bisturí electroquirúrgico Blayco MB100 + Electrodo activo de cuchilla AB80 Blayco MB100 electrosurgical pencil + AB80 blade active electrode <i>Manche de bistouri électrochirurgical Blayco MB100 + Électrode active de lame AB80</i>
MB200	TCM02	3 m	Botón Fingertip Bouton	Mango de bisturí electroquirúrgico Blayco MB100 + Electrodo activo de cuchilla AB80 + Dispositivo limpiador de electrodo AL-40 Blayco MB100 electrosurgical pencil + AB80 blade active electrode + AL-40 adhesive cleaning device for electrode <i>Manche de bistouri électrochirurgical Blayco MB100 + Électrode active de lame AB80 + Dispositif de nettoyage d'électrode AL-40</i>

Limpiador de electrodo
Cleaning device for electrode
Dispositif de nettoyage d'électrode
Blayco

Dispositivo limpiador de electrodos activos Blayco AL-40, autoadhesivo, estéril, radiopaco.

Blayco AL-40 active electrode cleaning device, self-adhesive, sterile, radiopaque.

Dispositif de nettoyage d'électrode active Blayco AL-40, auto-adhésif, stérile, radio-opaque.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medida Dimensions Mesure	Grosor Thickness Épaisseur	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
AL-40	TCG01	50 x 50 mm	6 mm	1	250

2 STERILE EO RADIOPAQUE Clase I estéril



Electrodos activos para bisturí electroquirúrgico
Active electrodes for electrosurgical pencil
Active électrodes for bistouri électrochirurgical
Blayco

Los electrodos activos Blayco permiten el corte y la coagulación durante la intervención electroquirúrgica.

Son compatibles con todos los modelos de mango de electrobisturí que dispongan de conexión estándar de 2,36 mm.

Disponibles en formato de cuchilla, aguja y bola, de tungsteno o con recubrimiento antiadherente para dar respuesta a cualquier necesidad en electrocirugía.

Blayco active electrodes allow cutting and coagulation during electrosurgical procedures.

They are compatible with all electrosurgical pencil models that have a standard 2.36 mm connection.

Available in blade, needle and ball formats, tungsten or with non-stick coating to respond to any need in electrosurgery.

Les électrodes actives Blayco permettent la coupe et la coagulation pendant l'électrochirurgie.

Elles sont compatibles avec tous les modèles de manches de bistouri électrochirurgicaux dotés d'une connexion standard de 2,36 mm.

Elles sont disponibles sous forme de lame, d'aiguille et de boule, en tungstène ou avec un revêtement antiadhésif pour répondre à tous les besoins en électrochirurgie.



	Referencia Reference Référence	Código Code Code	Longitud Length Longueur	Electrodo Electrode Électrode	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton	
	AB-50	TCE01	80 mm	Bola · Ball Boule	1	50	
	AB-60	TCE02	70 mm	Aguja · Needle Aiguille			
	AB-70	TCE03	150 mm				
	AB-80	TCE04	70 mm	Cuchilla · Blade Lame			
	AB-90	TCE05	160 mm				
	ABC-45 HT	TCEB1HT	45 mm	Aguja · Needle Aiguille	5	500	TUNGSTENO · TUNGSTEN TUNGSTÈNE
	ABC-55 HT	TCEB2HT	55 mm				
	ABC-65 HT	TCEB3HT	65 mm				
	ABT-50	TCET1	80 mm	Bola · Ball Boule	1	50	ANTIADHERENTE · NON-STICK COATED ANTI-ADHÉRENT
	ABT-60	TCET2	70 mm	Aguja · Needle Aiguille			
	ABT-70	TCET3	150 mm				
	ABT-80	TCET4	70 mm	Cuchilla · Blade Lame			
	ABT-90	TCET5	160 mm				

STERILE EO Clase IIb estéril

Fundas para mango de lámpara de quirófano
Cover for surgical light handle
Housse pour poignée de scialytique
Blayco

Diseñada para prevenir el contacto del cirujano con el mango de la lámpara durante el procedimiento quirúrgico.

La funda es estéril y cubre completamente el mango de la lámpara.

Disponible en dos medidas.

Designed to prevent surgeon contact with the lamp handle during the surgical procedure.

The cover is sterile and completely covers the lamp handle.

Available in two sizes.

Conçue pour empêcher le contact du chirurgien avec la poignée de la lampe pendant l'intervention chirurgicale.

La housse est stérile et recouvre entièrement la poignée de la lampe.

Disponible en deux tailles.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medidas Dimensions Mesures	Compatible con mango Compatible with handle Compatible avec poignée	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
LHC-01	TCF0A	95 x 120 mm	Ø 20 - 40 mm	1	100
LHC-03	TCF0C	95 x 150 mm			



STERILE EO Clase I estéril

Rotulador quirúrgico
Skin marker
Marqueur chirurgical
Blayco

Rotulador dermatográfico Blayco, disponible en dos variedades: de punta simple de 1 mm de grosor y en doble punta de 0,5 mm y 1 mm de grosor.

Tinta resistente y de larga duración de color violeta. La tinta contiene básicamente violeta de genciana, componente no tóxico, ni alergénico, ni irritante.

Para uso en cirugía general, cirugía plástica, cirugía ortopédica, neurocirugía, cirugía cardiovascular y radioterapia.

Incluye regla de 15 cm.



Blayco skin marker, available in two models: single tip 1 mm thick and double tip 0.5 mm and 1 mm thick.

Resistant and long-lasting violet ink. The ink basically contains gentian violet, a non-toxic, non-allergenic, and non-irritating component.

For use in general surgery, plastic surgery, orthopaedic surgery, neurosurgery, cardiovascular surgery, and radiation therapy.

Includes 15 cm ruler.

Marqueur cutané Blayco, disponible en deux variétés : simple pointe de 1 mm d'épaisseur et double pointe de 0,5 mm et 1 mm d'épaisseur.

Encre violet résistante et longue durée. L'encre contient essentiellement du violet de gentiane, un composant non toxique, non allergène et non irritant.

Pour une utilisation en chirurgie générale, chirurgie plastique, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire et radiothérapie.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medidas Dimensions Mesures	Regla Ruler Règle	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
RQ-01TO	TCH02TO	Punta simple 1 mm Regular tip 1 mm Pointe standard 1 mm	✓	1	100
RQ-05TO	TCH05TO	Doble punta 0,5 mm + 1 mm Twin tip 0,5 mm + 1 mm Double pointe 0,5 mm + 1 mm	✓		



Extractores de varices
Vein strippers
Stripper veineux
Dormo-Strip

Extractor de venas Dormo-Strip, construido completamente en poliamida y con una resistencia media de tracción de 25 Kg para método convencional o método por invaginación.

Cada Dormo-Strip consta de 2 cables de 100 cm de longitud, 3 ojivas de diferentes tamaños y 1 tirador.

Se sirve embolsado individualmente (1 bolsa, 1 kit), en cajas de 12 unidades.

Dormo-Strip vein strippers, made entirely of polyamide and with an average tensile strength of 25 Kg for conventional or invagination stripping.


Each Dormo-Strip consists of 2 cables 100 cm long, 3 different size olives and 1 handle.

Individually packed (1 bag, 1 kit), in boxes of 12 units.

Extracteur de veine Dormo-Strip, entièrement fabriqués en polyamide et d'une résistance moyenne à la traction de 25 Kg pour conventionnel ou invagination méthode.

Chaque Dormo-Strip est composé de 2 câbles de 100 cm de long, 3 olives de tailles différentes et 1 poignée.

Il est servi en sachet individuel (1 sachet, 1 kit), en cartons de 12 unités.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Método Procedure Méthode	Longitud cable Cable length Longueur câble	Diamétero cable Cable diameter Diamètre câble	Diámetro introductor Introducer diameter Diamètre introducteur
VE-022	TCS01	Convencional Conventional Conventionnelle	100 cm	1,6 mm	3,25 mm
VE-025	TCS11	Invaginación Invagination Invagination			

Almohadillas protectoras para intervenciones quirúrgicas
Protective pad for surgical procedures
Coussin de protection pour les interventions chirurgicales
Blayco-Pad

La almohadilla protectora Blayco-Pad es una espuma de poliuretano transpirable recubierta de adhesivo acrílico de grado médico utilizada principalmente para evitar úlceras por presión.

Es adaptable a cualquier contorno y puede recortarse a voluntad para cubrir cualquier necesidad.

Medidas: 300 x 14 x 200 mm.

Blayco-Pad protective pad is a transpirable polyurethane foam pad coated with a medical grade acrylic adhesive mainly intended to prevent pressure sores.

It is adaptable to any contour and can be cut at will to cover any need.

Measurements: 300 x 14 x 200 mm.

Le coussin de protection Blayco-Pad est une mousse de polyuréthane respirante recouverte d'un adhésif acrylique de qualité médicale utilisé principalement pour prévenir les escarres.


Il s'adapte à tous les contours et peut être coupé à volonté pour couvrir tous les besoins.

Dimensions : 300 x 14 x 200 mm.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
AC-3020	TCXA1	5	50



Soluciones para · Solutions for · Solutions pour
Cardiología · Cardiology · Cardiologie



Nuestra extensa gama de electrodos de ECG para monitorización, diagnóstico y desfibrilación para pacientes adultos, pediátricos y neonatales cubren toda la gama de aplicaciones, y sus diferentes materiales de soporte y consistencias de hidrogel los hacen aptos para cualquier paciente y circunstancia.

Our extensive range of ECG electrodes for monitoring, diagnosis and defibrillation for adult, paediatric and neonatal patients cover the full range of applications, and their different backing materials and hydrogel consistencies make them suitable for any patient and circumstance.

Notre vaste gamme d'électrodes ECG pour la surveillance, le diagnostic et la défibrillation pour les patients adultes, pédiatriques et néonataux couvre toute la gamme d'applications, et leurs différents matériaux de support et consistances d'hydrogel les rendent adaptées à tous les patients et à toutes les circonstances.

Electrodos para desfibrilación con cable
Defibrillation electrodes with cable
Électrodes pour défibrillation avec câble
Desfi-Dormo

Los electrodos para desfibrilación Desfi-Dormo con cable incorporado son compatibles con gran variedad de marcas y modelos de equipos de desfibrilación.

Las versiones para pacientes adultos son multifunción pudiendo realizar procedimientos de desfibrilación, cardioversión sincronizada y monitorización ECG, aunque la compatibilidad de estas funciones dependerá de las características del equipo de desfibrilación con el que trabajen.

Compruebe en las tablas la idoneidad del conector con el equipo con el que deben funcionar los electrodos y, en caso de duda, consulte con nuestro equipo comercial.

Nuestros electrodos están fabricados bajo la norma EN IEC 60601-2-4.

Se sirven en packs de dos almohadillas desfibriladoras, en cajas de 10 packs.

Disponibles para pacientes adultos y pediátricos.

Desfi-Dormo defibrillation electrodes with cable are compatible with a wide variety of brands and models of defibrillation equipment.

The versions for adult patients are multifunction and can perform defibrillation, synchronized cardioversion and ECG monitoring procedures, although the compatibility with these functions will depend on the characteristics of the defibrillation equipment they work with.

Check the tables for the suitability of the connector with the equipment with which the electrodes must work and, if in doubt, consult our commercial team.

Our electrodes are manufactured under the EN IEC 60601-2-4 standard.

They are served in packs of two defibrillator pads, in boxes of 10 packs.

Available for adult and paediatric patients.

Les électrodes de défibrillation Desfi-Dormo avec câble sont compatibles avec une grande variété de marques et de modèles d'équipements de défibrillation.

Les versions pour patients adultes sont multifonctions et peuvent effectuer des procédures de défibrillation, de cardioversion synchronisée et surveillance ECG, bien que la compatibilité de ces fonctions dépende des caractéristiques de l'équipement de défibrillation avec lequel elles travaillent.

Vérifiez dans les tableaux l'adéquation du connecteur avec l'équipement avec lequel les électrodes doivent fonctionner et, en cas de doute, consultez notre équipe commerciale.

Nos électrodes sont fabriquées selon la norme EN IEC 60601-2-4.

Ils sont servis en packs de deux électrodes pour défibrillateur, en cartons de 10 packs.

Disponible pour les patients adultes et pédiatriques.



Conector Connector Connecteur	Marca Brand Marque	Modelo Model Modél	Multifunción Multifunction Multifonction	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code Adulto · Adult Adulte	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code Pediátrico · Paediatric Pédiatric
	Physio-Control/ Medtronic	Lifepack12, Lifepack15, Lifepack20e Lifepack1000	✓	EDC-1015 TOO06	
	Mindray Lecor Bexen	Beneheart D3 Cor-Res A6S Reanibex 200			
	Physio-Control/ Medtronic	Lifepack12 Lifepack15 Lifepack20e	✗		EDC-P115 TOO51
	Mindray	Beneheart D3			
	Agilent Philips	Heartstart XL Heartstart FR2+	✓	EDC-1020 TOO07	
	Agilent Philips	Heartstart XL	✗		
	Agilent	Heartstream XLT (cable M3507A)	✓	EDC-1025 TOO08	
			✗		
	Progetti	Rescue Life	✓	EDC-1030 TOO10	
	General Electric	Rescue Sam Responder AED			
	Progetti	Rescue Life vers. Display 7"	✗		EDC-P130 TOO54
	Zoll	Serie E, Serie R Serie M	✓	EDC-1035 TOO12	
	M&B	AED7000 MB7000			
	Zoll	Serie E Serie R Serie M	✗		EDC-P135 TOO55
	Nihon Kohden	Cardiolife Tec-8300 adapter cable JC-765V	✓	EDC-1040 TOO11	
		Cardiolife Tec-8300 adapter cable JC-865V	✗		

Conector Connector Connecteur	Marca Brand Marque	Modelo Model Modél	Multifunción Multifunction Multifonction	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code Adulto · Adult Adulte	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code Pediátrico · Paediatric Pédiatric
	Schiller	Defigard 4000 Fred Easy	✓	EDC-1045 TOO13	
			✗		EDC-P145 TOO57
	CU Medical Systems	Paramedic CU-ER1	✓	EDC-1050 TOO14	
	Nihon Kohden	Cardiolife TEC-7731K adapter cable JC-755V	✓	EDC-1055 TOO15	
		Cardiolife TEC-5521K ActiBiphasic Cardiolife TEC-5531K adapter cable JC-855V	✗		EDC-P155 TOO59
	HP / Philips Agilent Philips	Heartstart XL Heartstart FR2+	✓	EDC-1060 TOO16	
	HP / Philips	Heartstart XL	✗		EDC-P160 TOO60
	Corpuls	Corpuls 3 (except Kpome Slim)	✓	EDC-1070 TOO22	
	Corpuls	Corpuls 3 (not Slim)	✗		EDC-P170 TOO63
	Zoll	X Series	✓	EDC-1090 TOO25	
			✗		EDC-P190 TOO66

Electrodos para desfibrilación preconectados Pre-connected defibrillation electrodes Électrode pour défibrillation préconnectées Desfi-Dormo

Los electrodos para desfibrilación Desfi-Dormo preconectados permiten una actuación más rápida y eficaz en caso de emergencia, al poder estar directamente conectados al equipo desfibrilador.

Las versiones para pacientes adultos son multifunción pudiendo realizar procedimientos de desfibrilación, cardioversión sincronizada y monitorización ECG, aunque la compatibilidad de estas funciones dependerá de las características del equipo de desfibrilación con el que trabajen.

Son compatibles con gran variedad de marcas y modelos de equipos de desfibrilación. Compruebe en las tablas la idoneidad del conector con el equipo con el que deben funcionar los electrodos y, en caso de duda, consulte con nuestro equipo comercial.

Nuestros electrodos están fabricados bajo la norma EN IEC 60601-2-4.

Se sirven en packs de dos almohadillas desfibriladoras, en cajas de 10 packs.

Disponibles para pacientes adultos y pediátricos.

The pre-connected Desfi-Dormo defibrillation electrodes allow faster and more effective action in case of emergency, as they can be directly connected to the defibrillator equipment.

The versions for adult patients are multifunction and can perform defibrillation, synchronized cardioversion, and ECG monitoring procedures, although the compatibility of these functions will depend on the characteristics of the defibrillation equipment they work with.

They are compatible with a wide variety of brands and models of defibrillation equipment. Check the tables for the suitability of the connector with the equipment with which the electrodes must work and, if in doubt, consult our commercial team.

Our electrodes are manufactured under the EN IEC 60601-2-4 standard.

They are served in packs of two defibrillator pads, in boxes of 10 packs.

Available for adult and paediatric patients.

Les électrodes de défibrillation Desfi-Dormo préconnectées permettent une action plus rapide et plus efficace en cas d'urgence, car elles peuvent être directement connectées à l'équipement du défibrillateur.

Les versions pour patients adultes sont multifonctions et peuvent effectuer des procédures de défibrillation, de cardioversion synchronisée et surveillance ECG, bien que la compatibilité de ces fonctions dépende des caractéristiques de l'équipement de défibrillation avec lequel elles travaillent.

Ils sont compatibles avec une grande variété de marques et de modèles d'équipements de défibrillation. Vérifiez dans les tableaux l'adéquation du connecteur avec l'équipement avec lequel les électrodes doivent fonctionner et, en cas de doute, consultez notre équipe commerciale.

Nos électrodes sont fabriquées selon la norme EN IEC 60601-2-4.

Ils sont servis en packs de deux électrodes pour défibrillateur, en cartons de 10 packs.

Disponible pour les patients adultes et pédiatriques.



Conector Connector Connecteur	Marca Brand Marque	Modelo Model Model	Multifunción Multifunction Multifonction	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code
				Adulto · Adult Adulte	Pedriático · Paediatric Pédiatric
	Physio-Control/ Medtronic	Lifepack12, Lifepack15, Lifepack20e Lifepack1000	✓	EDC-2015 TOO0A	
	Mindray Lecor Bexen	Beneheart D3 Cor-Res A6S Reanibex 200			
	Physio-Control/ Medtronic	Lifepack12 Lifepack15 Lifepack20e	✗		EDC-P215 TOO5A
	Mindray	Beneheart D3			
	Agilent Philips	Heartstart XL Heartstart FR2+	✓	EDC-2020 TOO0B	
	Agilent Philips	Heartstart XL	✗		EDC-P220 TOO5B
	Zoll	Serie E, Serie R Serie M	✓	EDC-2035 TOO0E	
	M&B	AED7000 MB7000			
	Nihon Kohden	Cardiolife Tec-8300 adapter cable JC-765V	✓	EDC-2040 TOO0F	
		Cardiolife Tec-8300 adapter cable JC-865V	✗		EDC-P240 TOO5F
 	Schiller	Defigard 4000 Fred Easy	✓	EDC-2045 TOO0G	
			✗		EDC-P245 TOO5G
	Nihon Kohden	Cardiolife TEC-7731K adapter cable JC-755V	✓	EDC-2055 TOO0I	
		Cardiolife TEC-5521K ActiBiphasic			
		Cardiolife TEC-5531K adapter cable JC-855V	✗		EDC-P255 TOO5I

Conector Connector Connecteur	Marca Brand Marque	Modelo Model Model	Multifunción Multifunction Multifonction	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code	Referencia / Código Reference / Code Référence / Code
				Adulto · Adult Adulte	Pedriático · Paediatric Pédiatric
	HP / Philips Agilent Philips	Heartstart XL Heartstart FR2+	✓	EDC-2060 TOO0J	
	HP / Philips	Heartstart XL	✗		EDC-P260 TOO5J
	Mediana	D500	✓	EDC-2065 TOO0K	
			✗		EDC-P265 TOO5K
	Corpuls	Corpuls 3 (except Kpome Slim)	✓	EDC-2070 TOO0L	
	Corpuls	Corpuls 3 (not Slim)	✗		EDC-P270 TOO5L
	Mediana	A10M-OK	✗		EDC-P275 TOO5M
 	Schiller	Defigard touch 7 Fred PA-1	✓	EDC-2080 TOO0N	
			✗		EDC-P280 TOO5N
	Telefunken/ Heartreset	HR1 FA1	✓	EDC-2085 TOO0P	
	Zoll	X Series	✓	EDC-2090 TOO0Q	
			✗		EDC-P290 TOO5Q

Electrodos ECG
ECG electrodes
Électrodes ECG

Disponemos de una amplia gama de electrodos Dormo para monitorización cardiaca, que permite elegir el electrodo más adecuado para cada circunstancia, por muy exigente que ésta sea. Electrodes for short monitoring, stress tests and resting tests, and for adult, paediatric and neonatal patients.

We have a wide range of Dormo electrodes for cardiac monitoring, which allows you to choose the most appropriate electrode for each circumstance, no matter how demanding it may be. Electrodes for short monitoring, stress tests and resting tests, and for adult, paediatric and neonatal patients.

Nous disposons d'une large gamme d'électrodes Dormo pour la surveillance cardiaque, ce qui vous permet de choisir l'électrode la mieux adaptée à chaque situation, même la plus exigeante. Des électrodes pour les tests courts, de stress et de repos, et pour les patients adultes, pédiatriques et néonatales.

Electrodos ECG para monitorización corta - Soporte foam
ECG electrodes for short monitoring - Foam backing
Électrodes ECG pour surveillance courte - Support mousse
Dormo

Los electrodos Dormo para monitorización corta permiten unos resultados excelentes en pruebas de diagnóstico de corta duración. Su soporte en foam garantiza una adhesión precisa, y la conexión corchete e hidrogel en textura sólida o semilíquida, se adaptan a cualquier necesidad en pruebas ECG.

Dormo electrodes for short monitoring allow excellent results in short-term diagnostic tests. Their foam backing guarantees precise adhesion, and the stud connection and the solid or semi-liquid hydrogel texture adapt to any need in ECG tests.

Les électrodes Dormo pour surveillance courte permettent d'obtenir d'excellents résultats lors de tests diagnostiques courts. Le support en mousse garantit une adhésion précise, et l'hydrogel solide ou semi-liquide ainsi que les connexion agrafe s'adaptent à tous les besoins en matière de tests ECG.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Paciente Patient Patient	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Gel	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
SX-30	TEM01	Adulto · Adult · Adulte Pediátrico · Paediatric · Pédiatric Neonatal · Neonatal · Néonatal	Ø 30 mm	Sólido Solid Solide	100	2500
SF-40	TEA12	Adulto · Adult · Adulte Pediátrico · Paediatric · Pédiatric	32 x 40 mm	Sólido Solid Solide	100	2500
LF-40	TEAS2	Adulto · Adult · Adulte Pediátrico · Paediatric · Pédiatric	32 x 40 mm	Semilíquido Semiliquid Semi-liquide	100	2000
LF-50	TEAS1	Adulto · Adult · Adulte	Ø 50 mm	Semilíquido Semiliquid Semi-liquide	50	1000
SM-36*	TEA05	Adulto · Adult · Adulte Pediátrico · Paediatric · Pédiatric	36 x 42 mm	Sólido Solid Solide	50	1000

Electrodos ECG para pruebas de esfuerzo
ECG electrodes for stress tests
Électrodes ECG pour tests d'effort
Dormo



Los electrodos Dormo con soporte foam para pruebas de esfuerzo están diseñados para garantizar su adherencia a la piel del paciente, asegurando la transmisión de la señal.

Dormo electrodes with foam backing for stress tests are designed to guarantee their adherence to the patients' skin, ensuring signal transmission.

Les électrodes Dormo avec support en mousse pour les tests d'effort sont conçues pour garantir l'adhérence à la peau du patient, assurant ainsi la transmission du signal.

Con gel semilíquido y conexión corchete, son la mejor opción para pruebas de corta duración en las condiciones más exigentes.

With semi-liquid gel and stud connection, they are the best option for short-term tests in the most demanding conditions.

Avec leur gel semi-liquide et leur connexion par agrafe, elles constituent le meilleur choix pour les tests de courte durée dans les conditions les plus exigeantes.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Paciente Patient Patient	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Gel	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
LEH-36	TEDS1	Adulto · Adult Adulte	36 x 50 mm	Semilíquido Semiliquid Semi-liquide	50	1000


Clip de electrodo Sure-Lock
Sure-Lock Electrode Clip
Clip d'électrode Sure-Lock

Los clips de electrodo Sure-Lock proporcionan una conexión entre los cables conductores y los electrodos ECG (estilo de botón y tabulación).

Sure-Lock electrode clips provide a connection between lead wires and ECG electrodes (button and tab style). The Sure-Lock ECG clip is used as an accessory compatible with cardiology monitoring and diagnostic electrodes, as well as banana lead wire sets. The Sure-Lock ECG clip is designed to transfer ECG signals from the patient-connected electrode to the lead wire connected to the device.

Les clips d'électrode Sure-Lock assurent la connexion entre les câbles conducteurs et les électrodes ECG (modèles à bouton et à languette). Le clip ECG Sure-Lock est utilisé comme accessoire compatible avec les électrodes de surveillance et de diagnostic en cardiologie, ainsi qu'avec les ensembles de câbles à fiches banane. Le clip ECG Sure-Lock est conçu pour transférer les signaux ECG de l'électrode connectée au patient vers le câble conducteur relié au dispositif.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche
CL-A34 CL-10406-04-10	TRP11	10



Adaptador conector corchete estándar electrodos ECG
Standard clip connector adapter for ECG electrodes
Adaptateur connecteur standard à pince pour électrodes ECG

Adaptador conector corchete estándar electrodos ECG.
Conexión a cable 4 mm hembra.

Standard clip connector adapter for ECG electrodes.
Connection to 4 mm female cable.

Adaptateur connecteur standard à pince électrodes ECG.
Connexion à câble 4 mm femelle.

Referencia / Código Reference / Code Référence / Code	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche
PG9224KIT5	5



Electrodos ECG para pruebas en reposo
ECG electrodes for resting tests
Électrodes ECG pour tests de repos
Dormo-Tab

Los electrodos de diagnóstico Dormo-Tab, específicos para pruebas en reposo ayudan a optimizar los costes de las pruebas.

Con gel acrílico y una adhesión segura, suave y agradable, que se adapta al contorno del cuerpo, y su práctica lengüeta, que se conecta fácilmente a las pinzas, son la mejor opción para el diagnóstico de pacientes en reposo.

Radiotransparente.

Dormo-Tab resting electrodes help optimize testing costs.
With acrylic gel and a safe, soft and comfortable adhesion, which conforms to body shape, and its practical tab, which easily connects to the clamps, they are the best option for the diagnosis of patients at rest.

Radiotransparent.

Les électrodes de diagnostic Dormo-Tab, spécialement conçues pour les tests au repos, permettent d'optimiser les coûts des tests.

Avec leur gel acrylique et leur adhérence sûre, douce et agréable, qui s'adapte aux contours du corps, et leur languette pratique, qui se connecte facilement à la pince, elles constituent le meilleur choix pour le diagnostic des patients au repos.

Radiotransparent.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Paciente Patient Patient	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Gel	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
T-2226	TEL01	Adulto · Adult · Adulte Pediátrico · Paediatric Pédiatric	22.5 x 35 mm	Papel/PET con recubrimiento C-Ag/AgCl Paper/PET with C-Ag/AgCl coating Papier/PET avec recouvrement C-Ag/AgCl	100	1000

Clase I

Electrodos ECG para pacientes neonatales
ECG electrodes for neonatal patients
Électrodes ECG pour néonatal patients
Dormo


Los electrodos para ECG destinados a pacientes neonatales y pediátricos Dormo están fabricados bajo los más estrictos controles de calidad para garantizar una monitorización óptima, gracias al soporte en foam y al gel sólido de máxima calidad.

Dormo ECG electrodes for neonatal and paediatric patients are manufactured under the strictest quality controls to guarantee optimal monitoring, thanks to the foam backing and the highest quality solid gel.


Les électrodes ECG Dormo pour les patients néonataux et pédiatriques sont fabriquées selon les contrôles de qualité les plus stricts afin de garantir une surveillance optimale, grâce au support en mousse et au gel solide de première qualité.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Cable Cable Câble	Conexión Connection Connexion	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
KFS-140	TEK26	Ø 22 mm	60 cm	Ø 1,5 mm Conector de seguridad hembra · Female safety plug · Connecteur de sureté femelle	12	60
KFS-150	TEK27	Ø 22 mm	60 cm	Ø 4 mm Conector hembra · Female connector · Connecteur femelle	12	60

KFS-140



KFS-150



Clase I

Soluciones para · Solutions for · Solutions pour

Enfermería · Nursing · Soins infirmiers



En Telic disponemos de una gran variedad de productos para facilitar la labor del profesional de enfermería y que son, a la vez, muy convenientes para el bienestar del paciente hospitalizado o en proceso de diagnóstico.

At Telic we have a wide variety of products to facilitate the work of the nursing professional and that are, at the same time, very convenient for the well-being of the hospitalized patient or in the process of diagnosis.

Chez Telic, nous avons une grande variété de produits pour faciliter le travail du professionnel infirmier et qui sont, en même temps, très pratiques pour le bien-être du patient hospitalisé ou en cours de diagnostic.

Geles de ultrasonido Ultrasound gels Gels pour ultrasons

Gel de ultrasonidos azul Blue ultrasound gel Gel bleu à ultrasons Transonic

Gel azul para diagnóstico y terapia de ultrasonidos Transonic.

Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble.

No daña el transductor.

Se extiende fácil y uniformemente.

Transonic blue gel for ultrasound diagnosis and therapy.

Salt free. Does not irritate the skin. Non greasy. Hydrosoluble.

Does not damage the transducer.

It spreads out easily and uniformly.

Gel bleu pour le diagnostic et la thérapie par ultrasons Transonic.

Sans sel. Il n'irrite pas la peau. Ne graisse pas. Soluble dans l'eau.

Il n'endommage pas le transducteur.

Il s'étale facilement et uniformément.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Contenido Content Contenu	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
G-15	TOG02	250 ml.	25
G-15/05	TOG25	500 ml.	20
G-15/1	TOG04	1000 ml.	20
G-15/5	TOG05	5000 ml. Flexible · Flexible · Souple *1	4
G-15/5RB	TOG07	5000 ml. Rígida · Rigid · Rigide*2	4

*1 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.

*1 Contains cannula and empty refillable 250 ml bottle.

*1 Il contient une canule et un flacon vide de 250 ml pour faciliter son utilisation.

*2 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía por la compra de 4 unidades.

*2 Contains dispensing pump and empty refillable 250 ml bottle purchasing 4 units.

*2 Il contient une pompe doseuse et un flacon vide de 250 ml pour faciliter son utilisation pour l'achat de 4 unités.

Clase I



Gel de ultrasonidos incoloro
Colourless ultrasound gel
Gel incolore à ultrasons
Transonic

Gel incoloro para diagnóstico y terapia de ultrasonidos Transonic Clear.	Transonic Clear colourless gel for ultrasound diagnosis and therapy.	<i>Gel incolore pour le diagnostic et la thérapie par ultrasons Transonic Clear.</i>
Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble.	Salt free. Does not irritate the skin. Non greasy. Hydrosoluble.	<i>Sans sel. Il n'irrite pas la peau. Ne graisse pas. Soluble dans l'eau.</i>
No daña el transductor.	Does not damage the transducer.	<i>Il n'endommage pas le transducteur.</i>
Se extiende fácil y uniformemente.	It spreads out easily and uniformly.	<i>Il s'étale facilement et uniformément.</i>

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Contenido Content Contenu	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
GC-15	TOG15	250 ml.	25
GC-15/05	TOG24	500 ml.	20
GC-15/1	TOG16	1000 ml.	20
GC-15/5	TOG12	5000 ml. Flexible · Flexible · Souple *1	4
GC-15/5RB	TOG08	5000 ml. Rígida · Rigid · Rigide*2	4

*1 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.
*1 Contains cannula and empty refillable 250 ml bottle.
*1 Il contient une canule et un flacon vide de 250 ml pour faciliter son utilisation.

*2 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía por la compra de 4 unidades.
*2 Contains dispensing pump and empty refillable 250 ml bottle purchasing 4 units.
*2 Il contient une pompe doseuse et un flacon vide de 250 ml pour faciliter son utilisation pour l'achat de 4 unités.

Clase I

Gel de ultrasonidos incoloro estéril
Sterile colourless ultrasound gel
Gel incolore à ultrasons stérile
Transonic



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Contenido Content Contenu	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
G-15/E	TOG26	20 ml	48

STERILE R Clase I estéril



Gel conductor
Conductive gel
Gel conducteur



Gel altamente conductor.
Para monitorización ECG, de corta, larga duración y electroestimulación.
No corroe terminales ni contactos.
No irrita la piel. Hidrosoluble.

Highly conductive gel.
For short and long ECG monitoring and electrostimulation.
Does not damage terminals or contacts.
Non skin-irritating. Water soluble.

Gel hautement conducteur.
Pour le suivi ECG, courte et longue durée et électrostimulation.
Il ne corrode pas les bornes ou les contacts.
N'irrite pas la peau. Soluble dans l'eau.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Contenido Content Contenu	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
G-10	TOG01	250 ml	25

Clase I

Gel lubricante
Lubricating gel
Gel lubrifiant
Dormo

Gel lubricante hidrosoluble Dormo para procesos que requieran lubricación no específica.
No daña equipos ni instrumental de plástico, metal o textil.
No irrita.

Dormo lubricating water-soluble gel, adequate for hospital and nursing proceses that require non-specific lubrication.
Does not damage equipment or plastic, metal or textile instruments.
Non irritating.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Contenido Content Contenu	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
G-20	TOGH1	100 ml	24

Clase I



Gel lubrifiant hydrosoluble Dormo pour les processus nécessitant une lubrification non spécifique.
Il n'endommage pas les équipements ou instruments en plastique, métal ou textile.
Il n'irrite pas.

Sujetador nasal de sondas gástricas
Nasal holder for gastric catheters
Fixation nasale pour sondes gastriques
Dormo-Nas

Sujetador nasal de sondas gástricas para pacientes adultos, de fácil colocación y gran poder de fijación. Evita úlceras por decúbito en los tejidos nasales y elimina el riesgo de acodaduras en las sondas.

La profundidad de inserción del catéter es ajustable a voluntad.

Nasal holder for gastric catheters for adult patients, easy to place and great fixation power. Prevents decubitus ulcers in the nasal tissues and eliminates the risk of kinking in the catheters.

The depth of catheter insertion can be adjusted as required.

Fixation nasale pour sondes gastriques pour patients adultes, facile à placer et grand pouvoir de fixation. Préviens les ulcères de décubitus dans les tissus nasaux et élimine le risque de plis dans les trompes.

La profondeur d'insertion du cathéter est réglable à volonté.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Compatible con tubos calibre Compatible with catheters Pour les tubes de calibre	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
7500	TADE1	14, 16, 18	1	100



Protector de mordeduras
Bite block
Cale-dent
Mordedor-Mo Dormo

Protector de modeduras para tubos endotraqueales y máscaras laríngeas. Minimiza el riesgo de úlceras bucales. Dispositivo de caucho que evita posibles daños en el tubo endotraqueal debido a mordeduras del paciente. Debe lavarse, pero no es necesario reemplazar mientras dure la intubación.

Dos tamaños disponibles: para pacientes adultos y pediátricos.

Longitud: 90 mm.

Rubber device that prevents possible damage to the endotracheal tube due to patient bites. Minimizes the risk of mouth ulcers. It should be washed, but it is not necessary to replace it during intubation.

Two sizes available: for adult and paediatric patients.

Length: 90 mm.

Dispositif en caoutchouc qui empêche d'éventuels dommages au tube endotrachéal dus aux morsures du patient. Minimise le risque d'ulcères buccaux. Il doit être lavé, mais il n'est pas nécessaire de le remplacer pendant l'intubation.

Deux tailles disponibles : pour les patients adultes et pédiatriques.

Longueur : 90 mm.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Diaméto Diameter Diamètre	Compatible con tubos calibre Compatible with catheters Pour les tubes de calibre	Paciente Patient Patient	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
7600	TOM01	Ø 19 mm	8, 9, 10	Adulto · Adult · Adulte	1	50
7650	TOM02	Ø 15 mm	6, 7, 8	Pediátrico · Paediatric Pédiatric	1	50



Espéculo desechable para otoscopio
Disposable otoscope speculum
Spéculum jetable pour otoscope
Dormo-Spec

Espéculos desechables para otoscopio fabricados en polipropileno para pacientes adultos y pediátricos. Disponibles diferentes modelos según el tamaño, tipo de paciente y equipo compatible.

Cada estuche contiene 250 unidades. Cada caja contiene 1000 estuches.

Disposable otoscope speculums made of polypropylene for adult and paediatric patients. Different models available depending on size, type of patient and compatible equipment.

Each case contains 250 units. Each box contains 1000 cases.

Spéculums d'otoscope à usage unique en polypropylène pour les patients adultes et pédiatriques. Différents modèles disponibles en fonction de la taille, du type de patient et de l'équipement compatible.

Chaque boîte contient 250 unités. Chaque boîte contient 1000 boîtes.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Diaméto Diameter Diamètre	Paciente Patient Patient	Compatibilidad Compatibility Compatibilité
4010	TOK01	Ø 2.5 mm	Pediátrico · Paediatric Pédiatric	Heine K-100 Beta 100
4020	TOK02	Ø 4 mm	Adulto · Adult · Adulte	
4030	TOK03	Ø 4 mm	Adulto · Adult · Adulte	
4040	TOK04	Ø 2.5 mm	Pediátrico · Paediatric Pédiatric	Riester E-Scope RI-Mini Ri-Scope L1/L2 Pen-Scope
4050	TOK05	Ø 4 mm	Adulto · Adult · Adulte	
4060	TOK06	Ø 2.5 mm	Pediátrico · Paediatric Pédiatric	
4070	TOK07	Ø 2.5 mm	Pediátrico · Paediatric Pédiatric	Heine Beta 400 Beta 200 K 180 Mini 3000
4080	TOK08	Ø 4 mm	Adulto · Adult · Adulte	
4090	TOK09	Ø 2.5 mm	Pediátrico · Paediatric Pédiatric	
4095	TOK10	Ø 4 mm	Adulto · Adult · Adulte	Riester Ri-Scope L3
4100	TOK11	Ø 4 mm	Adulto · Adult · Adulte	
				Welch-Allyn



VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO
CHECK COMPATIBILITY WITH UNIT
VÉRIFIER COMPATIBILITÉ AVEC L'ÉQUIPEMENT

Soluciones para · Solutions for · Solutions pour

Bienestar del paciente · Patient wellness · Bien-Être du patient



Nuestra gama de soluciones para bienestar ayuda a los profesionales a hacer las terapias más llevaderas para los pacientes, minimizando el impacto del entorno hospitalario y humanizando los tratamientos.

Our range of wellness solutions helps professionals make therapies more bearable for patients, minimizing the impact of the hospital environment and humanizing treatments.

Notre gamme de solutions pour le bien-être aide aux professionnelles à faire les thérapies plus agréables aux patients, minimisant l'impact de l'environnement hospitalier et humanisant les traitements.

ST Series

Electrodo reutilizable de tejido no tejido suave y flexible Dormo-TENS ST Series para estimulación muscular, con hidrogel semilíquido adhesivo de uso en un solo paciente.

Con latiguillo incorporado para conexión hembra 2 mm.

Dormo-TENS ST series reusable soft and flexible non-woven electrode for muscular stimulation, with adhesive semiliquid hydrogel, single-patient use.

With preattached leadwire to fit a 2 mm female connection.

Électrode non tissée souple et flexible réutilisable de la série Dormo-TENS ST pour la stimulation musculaire, avec hydrogel semi-liquide adhésif à usage unique.

Câble pour connexion 2 mm femelle incorporé.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
ST-30R	TTEC3	Ø 30 mm	4	120
ST-50	TTEC1	50 x 50 mm	4	120
ST-100	TTEC2	50 x 100 mm	4	60

Bolsas reutilizables frío/calor
Reusable pack for cold/hot
Coussin thermique réutilisable froid/chaud
Dormo

Bolsa reutilizable frío / calor Dormo, que puede usarse tanto en terapias de frío como de calor.

En frío es adecuada para inflamaciones, hematomas, golpes, torceduras, lesiones musculares o articulares.

En modo calor alivia el dolor muscular y articular y es adecuada para lumbalgias, torticolis, reumatismo o hipotermia.

Disponible en dos tamaños.

Coussin thermique froid / chaud réutilisable Dormo, qui peut être utilisé dans les thérapies chaudes et froides.

Le froid convient aux inflammations, contusions, coups, entorses, blessures musculaires ou articulaires.

En mode chaud il soulage les douleurs musculaires et articulaires et convient aux lombalgies, torticolis, rhumatismes ou hypothermie.

Disponible en deux tailles.

Dormo reusable hot / cold bag, which can be used in both hot and cold therapies.

Cold is suitable for swellings, haematomas, contusions, sprains, muscular or joint injuries.

In hot mode it relieves muscle and joint pain and is suitable for low back pain, torticollis, rheumatism or hypothermia.

Available in two sizes.



Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
FC-02	TTG00	130 x 180 mm	20
FC-01	TTG01	130 x 260 mm	20



Funda para bolsa frío/calor
Cover for cold/hot pack
Housse pour coussin froid/chaud
Dormo

Funda de poliéster afelpado blanco, para proteger la piel del contacto directo con la funda y evitar quemaduras.


Con cinta elástica ajustable con velcro para facilitar la sujeción en las distintas áreas de aplicación.

White plush polyester cover to protect the skin from direct contact with the cover and prevent burns.

With adjustable elastic band with velcro to facilitate the fastening in the different areas of application.

Housse en polyester pelucheux blanc pour protéger la peau du contact direct avec la housse et éviter les brûlures.

Avec bande élastique réglable avec velcro pour faciliter la fixation dans les différents domaines d'application.



Código Code Code	Medidas Measurements Dimensions (mm)	Unidades / Bolsa Units / Pouch Unité / Poche	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
TTG10	130 x 260 mm	50	500

Parafina
Paraffin
Paraffine

Bloques de parafina para rehabilitación envasados individualmente.

Punto de fusión de 46°C - 50°C.


Paraffin blocks of 2 kg for rehabilitation individually packaged.

Melting point of 46°C-50°C.

Blocs de paraffine de 2 kg pour la rééducation emballés individuellement.

Point de fusion de 46°C-50°C.

Código Code Code	Kg	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
PL1	1	10
PL2	2	5
PL5	5	5



Protección y desinfección
Protection and disinfection
Protection et désinfection

Jabón dermatológico
Dermoprotective liquid soap
Savon dermatologique
+BO

Jabón líquido muy suave para uso frecuente. Contiene ingredientes hidratantes.

Fórmula pH 5.5.

Very gentle liquid soap for frequent use. Contains moisturizing ingredients.

pH 5.5 formula.

Savon liquide très doux pour usage fréquent. Contient des ingrédients hydratants.

Formule pH 5,5.

Referencia / Código Reference / Code Référence / Code	Contenido Content Contenu	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
TLJ03	500 ml.	20
TLJ01	1000 ml.	20



Leyenda de símbolos
Symbol key
Légende du symbole

	Superficie total de la placa (cm²) Plate total area (cm²) <i>Surface total du plaque (cm²)</i>
	Superficie de contacto de la placa (cm²) Plate contact area (cm²) <i>Surface de contact du plaque (cm²)</i>
	Adecuado solo para altas energías, hasta 1100mA Suitable only for high energies, up to 1100mA <i>Convient uniquement aux hautes énergies, jusqu'à 1 100 mA</i>
	Adecuado solo para procedimientos convencionales Suitable for conventional procedures only <i>Convient uniquement aux procédures conventionnelles</i>
	Compatible para conexión con unidades electroquirúrgicas con función REM Compatible for connection with electrosurgical units with REM function <i>Compatible pour la connexion avec des unités électrochirurgicales avec fonction REM</i>
	No contiene o no hay presencia de látex de caucho natural Does not contain natural rubber latex <i>Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel</i>
	No reutilizar Do not re-use <i>Ne pas réutiliser</i>
	Esterilizado con óxido de etileno Sterilized using ethylene oxide <i>Stérilisé à l'oxyde d'éthylène</i>
	Estéril por radiación gamma Sterilized by gamma radiation <i>Stérilisation par rayonnement gamma</i>
	No estéril Not sterile <i>Non stérile</i>
	Radiopaco Radiopaque <i>Radio-opaque</i>
	Tiempo límite de uso Time limit for use <i>Délai d'utilisation</i>





Telic, SAU

Oficinas centrales y fábrica
Headquarters and factory
Siège central et production

Molí d'en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spain
T. +34 938 656 125
telic@telic.es

Telic, SAU

Delegación comercial y almacén
Commercial branch and warehouse
Délégation commerciale et entrepôt

Rieral de Can Barri, 9 bis
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spain
T. +34 938 656 125
telic@telic.es

Telic France, SAS

Delegación en Francia
French branch
Délégation en France

Rue Jean Baptiste Biot, 379
66000 Perpignan
France
T. +33 468 927 885
mail@telicfrance.es

www.telic.group
