



PRECISION
ELECTROSURGERY

Masterpiece™ non-stick

Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps




Precision you can rely on

Designed for optimal visibility and
reliable performance in narrow surgical fields

Masterpiece™ non-stick

Bipolar Forceps



4 mm

Micro

Verfügbar mit MicroTip-Geometrie-Spitzen.
Öffnet den Blick auf die Spitzen.
Available with MicroTip geometry.
Opens up the view to the tips.




6 mm

Classic

Verfügbar mit Classic-plateauförmigen Spitzen.
Available with the Classic plateau-shaped tip design.

Farbe Color	Spitzengröße Tip size	EU-Flachstecker EU flat connector	Farbe Color	Spitzengröße Tip size	EU-Flachstecker EU flat connector	Farbe Color	Spitzengröße Tip size	EU-Flachstecker EU flat connector
	0,2 mm 0.2 mm			0,4 mm 0.4 mm			0,7 mm 0.7 mm	




AICA branch to dural fistula

Coagulation of AICA (Arteria cerebelli anterior inferior) branch to dural fistula with Masterpiece™ non-stick bipolar forceps.




The Masterpiece™ non-stick bipolar forceps were designed with precision and control in mind. I use the Masterpiece™ non-stick bipolar forceps for the precise coagulation of small-diameter vessels in narrow spaces. Fine tips, slim tines and easy rotation add to your skills and improve your performance even at targets far from the surface. The non-stick material reduces charring and sticking.

S. Rosahl, MD
Erfurt (Germany)



Masterpiece™ non-stick bipolar forceps vs conventional bipolar forceps.



Masterpiece™ non-stick bipolar forceps allow precise and focused coagulation.

Bitte beachten: Masterpiece™ non-stick bipolare Pinzetten sind unisolierte Präzisionspinzetten, die nicht den Abschnitten 201.8.8.3 103 und -104 der IEC 60601-2-2:2010-01 entsprechen. Für Hinweise zur sicheren Anwendung, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Please note: Masterpiece™ non-stick bipolar forceps are uninsulated precision instruments which do not fulfil sections 201.8.8.3 103 and -104 of IEC 60601-2-2:2010-01. For safety information, please observe the instructions for use.



Micro

0.2 mm x 4.0 mm
78 77 88

Micro

0.4 mm x 4.0 mm
78 79 89

Classic

0.4 mm x 6.0 mm
78 78 89

Classic

0.7 mm x 6.0 mm
78 76 87

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge Total length	21,5 cm (8,5") 21.5 cm (8.5")
Arbeitslänge Working length	8,5 cm (3,25") 8.5 cm (3.25")



Micro

0.2 mm x 4.0 mm
78 87 88

Micro

0.4 mm x 4.0 mm
78 91 89

Classic

0.4 mm x 6.0 mm
78 81 89

Classic

0.7 mm x 6.0 mm
78 86 87

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge Total length	23,0 cm (9,0") 23.0 cm (9.0")
Arbeitslänge Working length	10,0 cm (4,0") 10.0 cm (4.0")



Micro

0.2 mm x 4.0 mm
78 97 88

Micro

0.4 mm x 4.0 mm
78 98 89

Classic

0.4 mm x 6.0 mm
78 99 89

Classic

0.7 mm x 6.0 mm
78 96 87

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge Total length	26,0 cm (10,25") 26.0 cm (10.25")
Arbeitslänge Working length	13,0 cm (5,0") 13.0 cm (5.0")

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.
Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.

Kabel und Zubehör

Cables and equipment

Kabel I Cables			
Generatorenstecker Generator connector	Länge Length	Sicherheitsstecker / EU Flachstecker Safety connector / EU flat connector	Gewinkelter Stecker / EU Flachstecker Angled connector / EU flat connector
CURIS®4 MHz Radiofrequenz-Generator CURIS®4 MHz radiofrequency generator 	3,0 m	37 01 54 L	37 01 54 G
 Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold, Aesculap	4,5 m	37 01 38 L	37 01 38 G
 Erbe, Storz, Wolf	4,5 m	37 01 30 L	37 01 30 G
 US Standard, Erbe ICC International	4,5 m	37 01 35 L	37 01 35 G
 Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa	4,5 m	37 01 50 L	37 01 50 G
 Olympus, Söring, Coa Comp, Erbe VIO International	4,5 m	37 01 53 L	37 01 53 G
 Ellmann	3,0 m	37 01 40 L	—

Instrumententray ohne Inhalt I Instrument tray without instruments	
70 17 75-01 Für 1 Masterpiece™ non-stick mit EU-Flachstecker For 1 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector	70 17 75-02 Für 2 Masterpiece™ non-stick mit EU-Flachstecker For 2 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector
70 17 75-10 Für 10 Masterpiece™ non-stick mit EU-Flachstecker For 10 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector	70 17 75-05 Für 5 Masterpiece™ non-stick mit EU-Flachstecker For 5 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector

Jede Masterpiece™ non-stick wird in einem Lagertray für die sichere Wiederaufbereitung geliefert.

Each Masterpiece™ non-stick comes with a storage tray for safe cleaning and sterilization.



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH · ALFRED-WALZ-STR. 22 · 79312 EMMENDINGEN/GERMANY
TEL. +49(0)7641-96256-0 · FAX +49(0)7641-96256-30 · WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE



PRECISION
ELECTROSURGERY